




Outil de capture d'images







⇒ Pour appeler l'outil de capture d'écran à partir de la fenêtre principale, son icône doit avoir été rendu actif à partir de "Outils - Profils utilisateurs - Interface - Barre d'icônes"




Raccourci d'accès



- ⇒ Clic sur l'icône "outils"
- ⇒ Accès direct à la fenêtre des icônes





- ⇒ Sert à capturer des images
- ⇒ Permet de les annexer aux dossiers patients
- ⇒ Peut fonctionner de deux façons différentes :
 - ⇒ Appelé de LOGOSw
 - ⇒ En autonome



Fonctionnement

⇒ Clic sur l'icône **Outil de capture**

⇒ Apparition de l'**Outil de capture**

Pour capturer une image

⇒ Clic sur le bouton **"Capturer"**



Fonctionnement


⇒ Clic sur "Capturer"

⇒ Apparition d'un cadre redimensionnable



Fonctionnement

⇒ On redimensionne le cadre sur la zone que l'on veut enregistrer



Pour voir l'image capturée,
clic sur le bouton "voir"



Prévisualisation - Capture LOGOS_w


☆ favoris 📖 nomenclature 👤 assistants 🗺️ schéma

Consult.	Consultation	Bilan bucco-dentaire
Prothèses	Prothèses maxillo-faciales	Prothèse conjointe
	Prothèse adjointe	Inlay core
	Descellement / rescellement	Inlay-onlay / coping
	Implants	Guides, gouttières, contentions
Soins	Endodontie	Prophylaxie
	Explorations, bilans	Obturations
Chirurgie	Extractions	Chirurgie dentaire
	Parodontie	Chirurgie maxillo-faciale
Radios	Radios	

Ok

⇒ Lorsque l'image convient

⇒ Clic sur "envoyer" pour l'adresser au dossier patient en cours, où elle sera stockée dans le module photo



- ⇒ Pour sortir de l'outil de capture
- ⇒ Clic sur "Quitter"



Pour capturer d'un autre programme

- ⇒ Appel de l'outil de capture à partir de la palette d'accessoires
- ⇒ Puis icôniser LOGOSw pour lancer ou agrandir le programme externe désiré
- ⇒ Vous pouvez également utiliser la combinaison de touches ALT - TAB

Pour capturer des images toujours
d'un même logiciel (ex : logiciel de
radio numérique ne stockant pas
directement dans l'imagerie de
LOGOSw)

Plus simple d'utiliser cet outil
de façon autonome

Installation autonome

- ⇒ Recopier le fichier "capture.exe" situé dans le répertoire C:\WLOGOS1 dans un autre répertoire
- ⇒ Par exemple celui du programme qui vous intéresse
- ⇒ Créez un icône de raccourci de façon à l'avoir toujours sous la main
- ⇒ Puis double clic dessus pour lancer l'outil de capture
- ⇒ Cliquez ensuite sur le bouton configurer
- ⇒ Remplissez les divers champs, puis validez

Installation autonome

- ⇒ Quand appel de l'outil de capture → appel direct du programme désiré
- ⇒ S'il s'agit d'un programme Windows, il disparaîtra lorsque le programme ou lui-même seront inactifs et réapparaîtra lorsque le programme sera réactivé
- ⇒ **Dans ce mode de fonctionnement**, lorsque vous n'en avez plus besoin et que vous fermez l'application appelée, l'outil se referme tout seul
 - ⇒ C'est pourquoi, dans ce mode le bouton "Quitter" est absent
- ⇒ **Question d'habitude → procédure simple et efficace**