


Configuration du poste



Outils - Configuration du poste





Quitter

Cet ordinateur correspond à la salle

1 ▼

pour les matériaux et la messagerie

Radiographie numérique

Périphériques

Connexion à des programmes externes

Bases de données médicamenteuses

Affichage

Impression des feuilles de soins


Enveloppes et chèques

Réseau - Messagerie

Couleurs

Horloge et sons

Sélectionnez les passerelles radiographiques pour cet ordinateur.



Système	
1	Schick CDR Dicom
2	Aucun dispositif
3	Aucun dispositif
4	Aucun dispositif
5	Aucun dispositif
6	Aucun dispositif
7	Aucun dispositif
8	Aucun dispositif
9	Aucun dispositif
10	Aucun dispositif




Etablir un lien avec ULink pour Modem

Dix onglets pour définir les paramètres spécifiques au poste de travail

1. Connexion d'une radiographie numérique


⇒ Le degré d'intégration du système de radio dans LOGOSw est variable

⇒ Dépend de ce qui a été prévu par le concepteur du logiciel de radio

 Radiographie numérique
 Périphériques
 Connexion à des programmes externes
 Bases de données médicamenteuses
 Affichage
 Impression des feuilles de soins
 Enveloppes et chèques
 Réseau - Messagerie
 Couleurs
 Horloge et sons


Radiographie numérique

- ⇒ Clic sur la flèche qui apparaît à droite en sélectionnant une ligne pour déployer la liste des systèmes radio
- ⇒ Recherche de votre système de radio numérique **dans la liste** des systèmes interfacés
- ⇒ **Sélectionnez votre système**
- ⇒ La prise en charge du système de radio sera automatique



Radiographie numérique


Configuration du poste

Quitter 

Cet ordinateur correspond à la salle 1 pour les matériaux et la messagerie

- Radiographie numérique
- Périphériques
- Connexion à des programmes externes
- Bases de données médicamenteuses
- Affichage
- Impression des feuilles de soins
- Enveloppes et chèques
- Réseau - Messagerie
- Couleurs
- Horloge et sons

Sélectionnez les passerelles radiographiques pour cet ordinateur.




	Système
1	Schick CDR Dicom
2	Aucun dispositif
3	Aucun dispositif
4	Aucun dispositif
5	Aucun dispositif
6	Aucun dispositif
7	Aucun dispositif
8	Aucun dispositif
9	Aucun dispositif
10	Aucun dispositif

Etablir un lien avec ULink pour Mudem

Les noms, marques et enseignes cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Connexion d'une radiographie numérique

⇒ Lorsqu'un programme tiers de gestion de radio numérique est défini et sauvegardé à partir de cette fenêtre, un icône "Radio numérique" est rendu visible et actif dans la fenêtre du dossier du patient




Radiographie numérique

⇒ Votre système de radio numérique **n'est pas mentionné** dans la liste des systèmes interfacés

⇒ Cochez "**Autre système**"

⇒ Indiquez le nom du programme exécutable qui gère le système numérique

⇒ Validez



Connexion d'une radiographie numérique

- ⇒ Il sera alors possible, dans les fiches des patients, de passer de LOGOSw vers le programme de radio (et retour)
- ⇒ La gestion des fiches des patients ne sera cependant pas automatisée à l'intérieur du programme de radio

Radiographie numérique

⇒ Pour certains systèmes digora, il faudra cocher "Établir un lien avec ULink pour Modem"

