


Configuration du poste



Outils - Configuration du poste





Quitter

Cet ordinateur correspond à la salle

1 ▼

pour les matériaux et la messagerie

Radiographie numérique

Périphériques

Connexion à des programmes externes

Bases de données médicamenteuses

Affichage

Impression des feuilles de soins


Enveloppes et chèques

Réseau - Messagerie

Couleurs

Horloge et sons

Sélectionnez les passerelles radiographiques pour cet ordinateur.




Système	
1	Schick CDR Dicom
2	Aucun dispositif
3	Aucun dispositif
4	Aucun dispositif
5	Aucun dispositif
6	Aucun dispositif
7	Aucun dispositif
8	Aucun dispositif
9	Aucun dispositif
10	Aucun dispositif

Etablir un lien avec ULink pour Modem

Dix onglets pour définir les paramètres spécifiques au poste de travail

Onglet périphériques

Configuration du poste

Quitter 

Cet ordinateur correspond à la salle 1 pour les matériaux et la messagerie

- Radiographie numérique
- Périphériques**
- Connexion à des programmes externes
- Bases de données médicamenteuses
- Affichage
- Impression des feuilles de soins
- Enveloppes et chèques
- Réseau - Messagerie
- Couleurs
- Horloge et sons

Lecteur Sesam Vitale

Agréé Sesam Vitale ▼

Mettre à jour les composants

Contactez le support LOGOSw pour commander le matériel Sesam Vitale optimal.

Couplage téléphonique

Détecter les appels téléphoniques entrants Configurer

Scanners


Utiliser la bibliothèque de compatibilité
 Utiliser l'interface du driver

Format : JPG ▼

Installation sur la tablette

Installez LOGOSw sur votre tablette Android directement depuis Google Play, en recherchant "LOGOSw", ou utilisez le bouton ci-contre.

Communauté Google+ Participer à la bêta

 Installer l'application

Scanners

⇒ "scanners"
permet de
modifier les
paramètres
d'acquisition
Twain

Lecteur Sesam Vitale

Agréé Sesam Vitale ▼ Mettre à jour les composants

Contactez le support LOGOSw pour commander le matériel Sesam Vitale optimal.

Couplage téléphonique


Détecter les appels téléphoniques entrants Configurer

Scanners

Utiliser la bibliothèque de compatibilité

Utiliser l'interface du driver

Format : JPG ▼

Installation sur la tablette 

Installez LOGOSw sur votre tablette Android directement depuis Google Play, en recherchant "LOGOSw", ou utilisez le bouton ci-contre.


Communauté Google+ Participer à la bêta Installer l'application

Scanners

- ⇒ Tous les modèles de scanners et d'ordinateurs ne permettent pas d'accéder à cette fonction
- ⇒ Si cet outil ne fonctionne pas correctement le fait de cocher "Utiliser la bibliothèque de compatibilité" peut améliorer le fonctionnement

Scanners

- ⇒ Cet outil permet de se servir du scanner
- ⇒ Pour "photocopier" des documents (une ou plusieurs pages)
- ⇒ Ou importer dans le module d'imagerie sous forme de fichier image (une image unique)





- ⇒ Lorsqu'une fiche patient est ouverte
- ⇒ Possibilité de scanner des images, des documents, que l'on pourra associer directement à la fiche patient avec ligne bureautique éventuellement et ajout d'un commentaire
- ⇒ Un double clic sur la ligne bureautique donne accès au document scanné

⇒ Voir aussi fichier
Accessoires scanner